

**ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ
РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.**

196626, Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 10/2

Наименование моделей и их модификаций для одноканального и двухканального исполнения

Аппарат «РЕФТОН-01»			Цена, руб.	
№	МОДЕЛЬ	МОДИФИКАЦИЯ	1 канал	2 канала
«РЕФТОН-01-П»				
1	«РЕФТОН-01-П»	ГТ	29017	----
2	«РЕФТОН-01-П»	ДДТ	42691	----
3	«РЕФТОН-01-П»	ГТ+ДДТ	59701	----
4	«РЕФТОН-01-П»	ГТ+МЛТ	60368	----
5	«РЕФТОН-01-П»	ДДТ+МЛТ	75043	----
6	«РЕФТОН-01-П»	ГТ+ДДТ+МЛТ	84048	----
7	«РЕФТОН-01-П»	ГТ+МЛТ+СТ	96722	----
8	«РЕФТОН-01-П»	ДДТ+МЛТ+СТ	111397	----
9	«РЕФТОН-01-П»	ГТ+ДДТ+МЛТ+СТ	120403	----
«РЕФТОН-01-А»				
10	«РЕФТОН-01-А»	ФТ	61369	116400
11	«РЕФТОН-01-А»	ДДТ	61369	116400
12	«РЕФТОН-01-А»	СМТ	63036	119736
13	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+ФТ	70040	133077
14	«РЕФТОН-01-А»	ЭМС	70374	133744
15	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ	72709	121070
16	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+ДДТ	70040	133077
17	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+ЭМС	75710	143749
18	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+ДДТ	73376	134411
19	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+МЛТ	76044	135745
20	«РЕФТОН-01-А»	ЭМС+МЛТ	76377	141415
21	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ФТ	81714	155089
22	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+ДДТ+ФТ	81714	155089
23	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ	82381	156423
24	«РЕФТОН-01-А»	ДДТ+МЛТ	79379	150753
25	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ЭМС	82714	153088
26	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+ДДТ+ЭМС	82714	153088
27	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+МЛТ	82714	156757
28	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+МЛТ+СТ	84715	157090
29	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+ДДТ+ЭМС	95722	177102
30	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+ДДТ+МЛТ	96055	177769
31	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+ДДТ+МЛТ	96389	178436
32	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+ЭМС+МЛТ	97056	179437
33	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+ДДТ+КТ	98724	182772
34	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+МЛТ	99391	187441
35	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС	101392	187441
36	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+ФТ	101392	187441
37	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+ДДТ+ФТ+ЭМС	101392	188775
38	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+КТ	103726	191777
39	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ФТ+МЛТ	109396	202450
40	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+ДДТ+ФТ+МЛТ	109396	202450
41	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ЭМС+МЛТ	111064	205452
42	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ	111064	205452
43	«РЕФТОН-01-А»	ДДТ+МЛТ+СТ	112732	208453

ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ
РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.

196626, Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 10/2

Наименование моделей и их модификаций для одноканального и двухканального исполнения

44	«РЕФТОН-01-А»	ЭМС+МЛТ+СТ	112732	213456
45	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ	115400	213456
46	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+МЛТ	115400	214123
47	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+МЛТ+СТ	116067	215457
48	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+ФТ+МЛТ	116400	215457
59	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ	116400	215457
50	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+ФТ+МЛТ	116400	220460
51	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+ДДТ+КТ+МЛТ	122070	225797
52	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+ФТ	122404	226464
53	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+КТ+ФТ	126740	234468
54	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+ДДТ+ФТ+ЭМС+МЛТ	127407	235802
55	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+ДДТ+МЛТ+СТ	132410	244808
56	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+ДДТ+МЛТ+СТ	132743	245475
57	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+ЭМС+МЛТ+СТ	133410	246809
58	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+ДДТ+МЛТ+СТ	135199	257815
59	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+МЛТ+СТ	135745	259149
60	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+МЛТ	140748	260483
61	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+КТ+ФТ +МЛТ	144083	266487
62	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ФТ+МЛТ+СТ	145751	269488
63	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+ДДТ+ФТ+МЛТ+СТ	145751	269488
64	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ЭМС+МЛТ+СТ	147418	272824
65	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ+СТ	147418	272824
66	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ+СТ	151754	280495
67	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+МЛТ+СТ	151754	280495
68	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+ФТ+МЛТ+СТ	152755	282496
69	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ+СТ	152755	282496
70	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+ФТ+МЛТ+СТ	152755	282496
71	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+ДДТ+КТ+МЛТ+СТ	158425	292835
72	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+ДДТ+ФТ+ЭМС+МЛТ+СТ	163761	303175
73	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+МЛТ+СТ	177102	327522
74	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+КТ+ФТ +МЛТ+СТ	180437	333859
«РЕФТОН-01-АИ»				
75	«РЕФТОН-01-АИ»	ЭС	93387	168097
76	«РЕФТОН-01-АИ»	ЭД	95055	171099
77	«РЕФТОН-01-АИ»	МЛТ+СТ	115400	213456
78	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК	123404	219460
79	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК	127073	228798
80	«РЕФТОН-01-АИ»	ЭД+МЛТ	130075	232467
81	«РЕФТОН-01-АИ»	ЭС+МЛТ	130075	234135
82	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК + КТ	130075	234135
83	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК +МЛТ	132410	234135

ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ
РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.

196626, Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 10/2

Наименование моделей и их модификаций для одноканального и двухканального исполнения

84	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ЭД	132743	234590
85	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ЭС	132743	243655
86	«РЕФТОН-01-АИ»	КРАНИО	134077	244808
87	«РЕФТОН-01-АИ»	ЭД+МЛТ+СТ	135411	245475
88	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+ЭД	136412	245475
89	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+ЭС	136412	245475
90	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК	136412	251842
91	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ ИМПТОК +МЛТ	138747	251842
92	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК +ЭД+МЛТ	142082	256481
93	«РЕФТОН-01-АИ»	ЭС+МЛТ+СТ	142415	262818
94	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КТ+ ИМПТОК	145751	269488
95	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+МЛТ	147418	272490
96	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+ЭС+ЭД	148085	273824
97	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ЭД	149753	276826
98	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК +КТ+МЛТ	157757	291501
99	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+КРАНИО	161093	297838
100	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ЭС	162093	299839
101	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+ЭД+МЛТ	162760	301173
102	«РЕФТОН-01-АИ»	КРАНИО+МЛТ	163427	302174
103	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КРАНИО	163761	302841
104	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ ИМПТОК+ЭД+МЛТ	168097	311179
105	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК +МЛТ+СТ	168764	281162
106	«РЕФТОН-01-АИ»	КРАНИО+ЭД	171099	316516
107	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ ИМПТОК +МЛТ+СТ	175101	323853
108	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+КРАНИО+ЭД	175101	323853
109	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КТ+ИМПТОК+ЭД	175101	323853
110	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ЭД+МЛТ	177435	328189
111	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК +ЭД+МЛТ+СТ	178436	299172
112	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+КРАНИО+МЛТ	179437	332191
113	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КРАНИО+МЛТ	181771	336194
114	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+КРАНИО	181771	336194
115	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+МЛТ+СТ	183772	339862

ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ
РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.

196626, Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 10/2

Наименование моделей и их модификаций для одноканального и двухканального исполнения

116	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КТ+ КРАНИО	189109	349535
117	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ ИМПТОК+ КРАНИО+ МЛТ	190109	351869
118	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ЭД	191444	353537
119	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+КРАНИО+ЭД+ МЛТ	191777	354871
120	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК +КТ+ МЛТ+СТ	194112	358873
121	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ КРАНИО+ЭД	196780	363543
122	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+ЭД+ МЛТ+СТ	199115	368212
123	«РЕФТОН-01-АИ»	КРАНИО+ МЛТ+СТ	199782	369546
124	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ ИМПТОК+ЭД+ МЛТ+СТ	204451	378218
125	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ КРАНИО+ЭД+ МЛТ	204451	378218
126	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КТ+ИМПТОК+КРАНИО	207119	382887
127	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ЭД+ МЛТ+СТ	213790	386556
128	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КТ+ИМПТОК+ КРАНИО + МЛТ	215457	387890
129	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+КРАНИО+ МЛТ+СТ	215791	388224
130	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КРАНИО+ МЛТ+СТ	218126	388557
131	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ ИМПТОК+ КРАНИО+ МЛТ+СТ	226464	400230
132	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+КРАНИО+ЭД+ МЛТ+СТ	228131	403232
133	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КТ+ИМПТОК+ КРАНИО +ЭД+ МЛТ	229799	406234
134	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ КРАНИО+ЭД+ МЛТ+СТ	240805	410903
135	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КТ+ИМПТОК+ КРАНИО + МЛТ+СТ	251812	415239
136	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КТ+ИМПТОК+ КРАНИО +ЭД+ МЛТ+СТ	266153	427580
137	«РЕФТОН-01-АИ»	ИТ(ИНТЕР)	----	119402
138	«РЕФТОН-01-АИ»	ИТ(ТИТ)	----	119402
139	«РЕФТОН-01-АИ»	ИТ	----	136745
140	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИТ(ИНТЕР)	----	148085
141	«РЕФТОН-01-АИ»	ИТ(ИНТЕР)+ЭД	----	148752
142	«РЕФТОН-01-АИ»	ЭС+ИТ(ТИТ)	----	159425
143	«РЕФТОН-01-АИ»	КРАНИО+ИТ(ТИТ)	----	160426
144	«РЕФТОН-01-АИ»	ИТ(ИНТЕР)+ МЛТ	----	161760
145	«РЕФТОН-01-АИ»	ИТ(ТИТ)+ МЛТ	----	161760
146	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИТ(ИНТЕР)+ЭД	----	163427
147	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КТ+ИТ(ИНТЕР)	----	173433
148	«РЕФТОН-01-АИ»	ЭС+ИТ(ТИТ)+ЭД	----	174100
149	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ИТ	----	181104
150	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ИТ(ИНТЕР)	----	188108
151	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+КРАНИО+ИТ(ТИТ)	----	188442
152	«РЕФТОН-01-АИ»	КРАНИО+ИТ(ТИТ)+ЭД	----	188775
153	«РЕФТОН-01-АИ»	ЭС+ИТ(ТИТ)+ЭД+ МЛТ	----	189442
154	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ИТ+ МЛТ	----	196113
155	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+ЭС+ИТ(ТИТ)+ЭД	----	197781
156	«РЕФТОН-01-АИ»	ИТ(ИНТЕР)+ МЛТ+СТ	----	198114
157	«РЕФТОН-01-АИ»	ИТ(ТИТ)+ МЛТ+СТ	----	198114
158	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КРАНИО+ИТ	----	202450
159	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+КРАНИО+ИТ(ТИТ)+ МЛТ	----	206452
160	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ИТ+ МЛТ	----	209454
161	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+ЭС+ИТ(ТИТ)+ЭД+ МЛТ	----	215791
162	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ИТ(ИНТЕР)+ МЛТ	----	216791

ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ
РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.

196626, Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 10/2

Наименование моделей и их модификаций для одноканального и двухканального исполнения

163	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ИТ(ИНТЕР)+ЭД	----	217459
164	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ МЛТ	----	219460
165	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КРАНИО+ИТ+МЛТ	----	220460
166	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+КРАНИО+ИТ(ТИТ)+ЭД	----	222128
167	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ИТ+ЭД+МЛТ	----	224129
168	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ	----	229132
169	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ИТ+МЛТ+СТ	----	232467
170	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ИТ(ИНТЕР)+ЭД+МЛТ	----	235802
171	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД	----	237804
172	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИТ(ИНТЕР)+ЭД+МЛТ+СТ	----	242139
173	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+КРАНИО+ИТ(ТИТ)+МЛТ+СТ	----	242806
174	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ИТ+ МЛТ+СТ	----	245808
175	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+ЭС+ИТ(ТИТ)+ЭД+МЛТ+СТ	----	252145
176	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ИТ(ИНТЕР)+МЛТ+СТ	----	253146
177	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КТ+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ	----	254480
178	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ МЛТ+СТ	----	255814
179	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КРАНИО+ИТ+МЛТ+СТ	----	256815
180	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ИТ+ЭД+МЛТ+СТ	----	260483
181	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ИТ(ИНТЕР)+ЭД+МЛТ+СТ	----	272157
182	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД+ МЛТ	----	378218
183	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД+ МЛТ+СТ	----	414572
184	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КТ+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД+МЛТ+СТ	----	442588
185	«РЕФТОН-01-АИ»	ФИЗИО+РЕФЛЕКС+ТЕПЛО+МЛТ	363543	480944
186	«РЕФТОН-01-АИ»	ФИЗИО+РЕФЛЕКС+ТЕПЛО+МЛТ+СТ	403566	517298
187	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+КРАНИО+ЭД+ФИЗИО+РЕФЛЕКС+ ТЕПЛО+МЛТ+СТ	490282	----
188	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КТ+ИМПТОК+КРАНИО+ЭД+ФИЗИО+РЕФЛЕКС+ ТЕПЛО+МЛТ+СТ	551651	----
189	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД+ ФИЗИО+РЕФЛЕКС+ТЕПЛО+МЛТ	----	725084
190	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД+ ФИЗИО+РЕФЛЕКС+ТЕПЛО+МЛТ+СТ	----	761438

ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ
РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.

196626, Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 10/2

Наименование моделей и их модификаций для одноканального и двухканального исполнения

191	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КТ+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД+ ФИЗИО+РЕФЛЕКС+ТЕПЛО+МЛТ+СТ	----	789455
«РЕФТОН-01-РФТЛС»				
192	«РЕФТОН-01-РФТЛС»	Рефлекс+Физио+Тепло+Лазер	----	418241
193	«РЕФТОН-01-РФТЛС»	Рефлекс+Физио+Тепло+Лазер+СТ	----	454595
принадлежности:				
электроды фланелевые с токопроводящей графитизированной тканью			от 100 руб./шт.	
кабель пациента			от 1600 руб./шт.	
излучатель лазерный			от 17300 руб./шт.	
нозологический электродный трафарет (маска) №1, №2, №3)			от 8000 руб./шт.	

Аппараты серии «РЕФТОН-01» работают в режимах:

- ✓ **СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ** - модели «РЕФТОН-01-П», «РЕФТОН-01-А», «РЕФТОН-01-РФТЛС»;
- ✓ **СТАБИЛИЗАЦИИ ТОКА** – модель «РЕФТОН-01-АИ».

ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ неизменно высокое и стабильное качество производимого оборудования гарантировано внедрённой и функционирующей на предприятии системой менеджмента качества ISO 13485:2016 в области «Разработка, производство и реализация физиорефлексотерапевтических аппаратов» (Сертификат № 3750326 от 25.03.2022 г.);
- ✓ сочетание в одном аппарате функций нескольких различных (в т.ч. европейских) аппаратов, что позволяет рассматривать оборудование в качестве импортозамещающей продукции;
- ✓ работа аппаратов доступна в режиме стабилизации тока или стабилизации напряжения;
- ✓ потребителю предоставлены расширенные функциональные возможности, в том числе:
 - применение десяти форм импульсов,
 - пять форм модулирующих напряжений,
 - произвольное соотношение сигн/пауза (Тс/Тп),
 - установка амплитуды тока в четырёх диапазонах: до 1 мА (0÷1000 мкА с шагом 1 мкА), до 5 мА (0÷5000 мкА с шагом 5 мкА), до 10 мА, до 100 мА;
- ✓ наличие предустановленных программ (протоколов) лечения;
- ✓ возможность изменения параметров процедур, не прерывая её проведения;
- ✓ доступность выбора модели с минимальным количеством режимов и типов воздействия;
- ✓ простота использования, легкость освоения и доступность интерфейса, что позволяет использовать аппараты даже в домашних условиях;
- ✓ учебно-методические пособия БелМАПО МЗ РБ (2013г., 2021г., 2022г.) по применению методов электро- и магнитолазерной терапии, используемых для лечения и реабилитации пациентов при различных заболеваниях воспалительного, дистрофического и сосудистого генеза, с применением современных физиотерапевтических аппаратов серии «РЕФТОН-01» - описаны терапевтические возможности аппаратов, в том числе для проведения ЧЭНС +ЭС + МДМ + МИКРОПОЛЯРИЗАЦИИ (ТКМП И ТВМП), а также ГТ+СМТ+ДДТ+ФТ+КТ+МЛТ;
- ✓ надежность в эксплуатации, мобильность, доступность по цене.

ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ
РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.

196626, Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 10/2

Наименование моделей и их модификаций для одноканального и двухканального исполнения

Режимы и типы воздействия, реализуемые в аппаратах «РЕФТОН-01»:

1. **ГТ** – гальванический ток;
2. **СМТ** – синусоидальные модулированные токи (расширенная амплипульстерапия);
3. **ДДТ** – диадинамические токи;
4. **КТ** – кольцевой тип воздействия токами СМТ и ДДТ с распределением на 2, 3 или 4 поля;
5. **ФТ** – флюктуирующие токи;
6. **ЭМС** – электромиостимуляция (стимуляция нервно-мышечного аппарата: ЭМС1+ЭМС2);
7. **СТ** – светотерапия, исполнение на сверхярких диодах в диапазоне волн 380 ÷ 680 нм (красный, синий, зелёный, жёлтый), диаметр 20 мм, мощность до 35 мВт;
8. **МЛТ** – магнитолазерная терапия (длина волны лазерного излучения 660 нм (красный диапазон спектра), мощность до 25 мВт);
9. **ФИЗИО**: ГТ (гальванический ток); ДДТ (диадинамические токи), СМТ (синусоидально-модулированные токи, ТТ (тетанизирующий ток);
10. **РЕФЛЕКС**: инвазивное и неинвазивное воздействие на точки акупунктуры постоянным (ГТ) током, СМТ– токами и сигналами специальной формы («спайк»–волна) ;
11. **ЛАЗЕР**: воздействие на точки акупунктуры низкоинтенсивным лазерным излучением;
12. **ТЕПЛО**: термопунктура;
13. **АНТОК**: ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+КТ+ФТ (КТ по дополнительной заявке);
14. **ИМПТОК** – импульсные токи: **ЧЭНС** (чрескожная электронейростимуляция) + **FM** (частотно-модулированные токи: **FM1 + стохастический ток**) + **IG** (импульсная гальванизация: **IG30 + IG50**) + **ТТ** (тетанизирующий ток) + **UR** (ультрастимулирующий ток по Треберту) + **МИО** (стимуляция нервно-мышечного аппарата: **миостимуляция + токи Котца**);
15. **КРАНИО** – транскраниальная электротерапия (**возможно применение 10-ти форм тока**): **ЭС** (электросон) + **ТЭС** (транскраниальная электростимуляция или центральная электроанальгезия) + **МИКРО** - **микрополяризация**: **ТКМП** (транскраниальная микрополяризация) + **ТВМП** (трансвертебральная микрополяризация) + **МИКРОТОКИ** (микротоковая терапия, по дополнительной заявке) + **МДМ** (мезодиэнцефальная модуляция);
16. **ИТ** – интерференционные токи: **ИНТЕР** (классическая интерференцтерапия) + **ТИТ** (транскраниальная интерференцтерапия); Несущая частота F_n : 2000÷10000 Гц, шаг 1000 Гц; Диапазон изменения частоты ИТ(частота биений) в ручном режиме (Пост) F_i : 1÷200 Гц; В автоматическом режиме возможна установка любого диапазона качания частоты (Кач): 1÷200÷1 Гц
17. **ЭС** – электросон. Форма импульса: Ф1, Ф3, Ф4, Ф5, Ф8; Режим качания частоты: 1÷200÷1 Гц
18. **ЭД** – электродиагностика (режимы работы – «автомат» или «ручной»): **КЭД** (классическая электродиагностика) + **Сила/длительность** (кривая сила/длительность) + **Хронаксия** (минимальное время, требуемое для возбуждения мышечной либо нервной ткани постоянным электрическим током удвоенной пороговой силы), **на экран выводятся все сохраненные значения тока для каждого Тс**;

ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ
РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.

196626, Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 10/2

Наименование моделей и их модификаций для одноканального и двухканального исполнения

для «РЕФТОН-01-П» - пункты 1; 3; 7; 8.

для «РЕФТОН-01-А» - пункты 1÷8.

для «РЕФТОН-01-РФТЛС» - пункты 9÷12; 7.

для «РЕФТОН-01-АИ» - пункты 1÷18.

Формы импульсов, применяемые в модели «РЕФТОН-01-АИ»:

