


- E01**  диаметр стержня 6 мм изогнутый, наконечник полушар, коагуляция на глубину до 5 мм
- E02**  диаметр стержня 6 мм прямой, наконечник полушар, коагуляция на глубину до 5 мм
- E03**  диаметр стержня 4 мм прямой, наконечник полушар, коагуляция на глубину до 3 мм
- E04**  диаметр стержня 3 мм прямой, наконечник полушар, коагуляция на глубину до 2 мм, быстрая поверхностная коагуляция
- E06**  шпиль, микрокоагуляция
- E07**  лезвие (изогнутое), резание места гемостаза и коагуляция поверхности
- E09**  лезвие (прямое), резание места гемостаза и коагуляция поверхности
- F04**  Ш 15 мм х Д 25 мм (конизация)
- G03**  тонкая петля диаметром 25 (Круговое удаление тканей петлёй, Петлевое иссечение зоны трансформации (LLETZ))
- J03**  диаметр стержня 0,3 вольфрамовая проволока, Д 15 мм (резание)
- K02**  сверхтонкая петля диаметр 6 (резекция)
- K04**  тонкая петля диаметр 10 (резекция)