



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**  
от 27 апреля 2022 года № РЗН 2022/17028

На медицинское изделие  
Стол медицинский с электроприводом СО по ТУ 32.50.30-008-01324118  
с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано  
Общество с ограниченной ответственностью "ТАГЛЕР"  
(ООО "ТАГЛЕР"), Россия,  
107076, Москва, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 29, этаж 1, пом. III, ком. 8, 9

Производитель  
Общество с ограниченной ответственностью "ТАГЛЕР"  
(ООО "ТАГЛЕР"), Россия,  
107076, Москва, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 29, этаж 1, пом. III, ком. 8, 9

Место производства медицинского изделия  
ООО "ТАГЛЕР", Россия,  
107076, Москва, ул. Короленко, д. 1, корп.7, пом. II

Номер регистрационного досье № РД-46038/88063 от 14.12.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 27 апреля 2022 года № 3442  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0065524

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 апреля 2022 года № РЗН 2022/17028

Лист 1

На медицинское изделие

**Стол медицинский с электроприводом СО по ТУ 32.50.30-008-01324118**  
**с принадлежностями, варианты исполнения:**

I. Стол медицинский с электроприводом СО-1 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021  
с принадлежностями, в составе:

1. Опора с колёсами и тормозами в сборе - 2 шт.
2. Основание стола с механизмом подъёма в сборе - 1 шт.
3. Столешница - 1 шт.
4. Ящик выдвижной в сборе - 1 шт.
5. Кабель электропитания - 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

Принадлежности:

1. Болт (Ø8, L=65 мм) крепления опоры с шайбой и гайкой - 4 шт.
2. Болт (Ø8, L=20 мм) крепления столешницы с шайбой - 4 шт.
3. Ключ шестигранный - 1 шт.
4. Ключ рожковый - 1 шт.

II. Стол медицинский с электроприводом СО-2 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021  
с принадлежностями, в составе:

1. Опора с регулируемыми ножками - 2 шт.
2. Основание стола с механизмом подъёма в сборе - 1 шт.
3. Столешница - 1 шт.
4. Кабель электропитания - 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

Принадлежности:

1. Болт (Ø8, L=65 мм) крепления опоры с шайбой и гайкой - 4 шт.
2. Болт (Ø8, L=24 мм) крепления столешницы с шайбой и гайкой - 4 шт.
3. Набор ключей шестигранных - 1 шт.
4. Предохранитель запасной F8AL250V (Ø5 x 20 мм, 8 А, 250 В) - 2 шт.

III. Стол медицинский с электроприводом СО-3 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021  
с принадлежностями, в составе:

1. Опора с регулируемыми ножками - 2 шт.
2. Основание стола с механизмом подъёма в сборе - 1 шт.
3. Столешница - 1 шт.
4. Трубка-основание - 1 шт.
5. Электролампа освещения поворотная с кронштейном для фороптера - 1 шт.
6. Кабель электропитания - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы**  
**по надзору в сфере здравоохранения**

**А.В. Самойлова**

**0100673**

WWW.LIDERMED.RU

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 апреля 2022 года № РЗН 2022/17028

Лист 2

7. Руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

Принадлежности:

1. Болт (Ø8, L=20 мм) крепления опоры и столешницы к основанию стола - 8 шт.

2. Заглушки резиновые - 4 шт.

3. Болт (Ø6, L=40 мм) крепления трубки-основания к столешнице с шайбой и гровером - 4 шт.

4. Лампа для электролампы - 1 шт.

5. Набор ключей шестигранных - 1 шт.

6. Предохранитель запасной F8AL250V (Ø5 x 20 мм, 8 А, 250 В) - 2 шт.

IV. Стол медицинский с электроприводом СО-4 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями, в составе:

1. Опора с регулируемыми ножками - 2 шт.

2. Основание стола с механизмом подъёма в сборе - 1 шт.

3. Столешница с подставкой для оборудования и внутренним ящиком в сборе - 1 шт.

4. Трубка-основание - 1 шт.

5. Электролампа освещения поворотная с кронштейном для фороптера - 1 шт.

6. Кронштейн крепления разборной стойки - 1 шт.

7. Стойка разборная (из 2 частей) - 1 шт.

8. Кабель электропитания в стойке разборной - 1 шт.

9. Площадка на стойку разборную - 1 шт.

10. Кабель электропитания - 1 шт.

11. Руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

Принадлежности:

1. Болт (Ø8, L=20 мм) крепления опоры и столешницы к основанию стола - 8 шт.

2. Заглушки резиновые - 6 шт.

3. Болт (Ø6, L=40 мм) крепления трубки-основания с шайбой и гровером - 4 шт.

4. Болт (Ø8, L=40 мм) крепления кронштейна разборной стойки к опоре - 2 шт.

5. Болт (Ø4, L=12 мм) крепления разборной стойки к кронштейну на опоре - 4 шт.

6. Болт (Ø5, L=10 мм) крепления частей разборной стойки и площадки на разборную стойку - 4 шт.

7. Лампа для электролампы - 1 шт.

8. Набор ключей шестигранных - 1 шт.

9. Предохранитель запасной F8AL250V (Ø5 x 20 мм, 8 А, 250 В) - 2 шт.



Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

  
А.В. Самойлова

0100674