




E04b 
диаметр стержня 3 мм изогнутый наконечник, шар,
Д90, коагуляция на глубину до 2 мм, быстрая
поверхностная коагуляция

E06 
шпиль, микрокоагуляция

E07 
лезвие (изогнутое), резание
места гемостаза и коагуляция
поверхности


E09 
лезвие (прямое), резание места гемостаза
и коагуляция поверхности

J03 
стандартная игла, Д 15 мм

J04 
стандартная закруглённая игла, Д 15 мм

K01 
сверхтонкая петля диаметр 4 (резекция)

K02 
сверхтонкая петля диаметр 6 (резекция)

K04 
тонкая петля диаметр 10
(резекция)

L02 
сверхтонкая петля, Д 6 мм, ромб (резекция)