



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 21 июля 2020 года

№ РЗН 2020/11332

На медицинское изделие

**Система для СВЧ-обезвреживания медицинских отходов "УОМО"**  
по ТУ 32.50.50-001-75479167-2019

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ОМИТЕКС" (ООО "НПП "ОМИТЕКС")**, Россия,  
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Красных Зорь, д. 30

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ОМИТЕКС" (ООО "НПП "ОМИТЕКС")**, Россия,  
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Красных Зорь, д. 30

Место производства медицинского изделия

**ООО "НПП "ОМИТЕКС"**, Россия, 249037, Калужская область, г. Обнинск,  
ул. Красных Зорь, д. 30, пом. 4

Номер регистрационного досье № РД-30981/86157 от 27.01.2020

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 21 июля 2020 года № 6432  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**А.В. Самойлова**



**ЛИДЕРМЕД**  
0050099

WWW.LIDERMED.RU

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 июля 2020 года

№ РЗН 2020/11332

Лист 1

На медицинское изделие

**Система для СВЧ-обезвреживания медицинских отходов "УОМО" по ТУ 32.50.50-001-75479167-2019, в вариантах исполнения:**

I. Система для СВЧ-обезвреживания медицинских отходов «УОМО», в вариантах исполнения: «УОМО-Т90», «УОМО-Т150», в составе:

1. Установка для СВЧ-обеззараживания медицинских отходов: УОМО-Т90 или УОМО-Т150 - 1 шт.
2. Пакет термостойкий одноразовый, маркированный желтым цветом - 300-3000 шт.
3. Пакет термостойкий одноразовый, маркированный красным цветом - не более 3000 шт. (при необходимости);
4. Пакет для утилизации обеззараженных отходов - не более 500 шт. (при необходимости).
5. Бак эксплуатационный термостойкий с крышкой, содержащий фильтр-насадку - 1-10 шт.
6. Бак накопительный термостойкий с крышкой - 1-30 шт.
7. Контейнер для дезинфекции 0,12 л - не более 30 шт.
8. Контейнер для дезинфекции 1,0 л - не более 30 шт.
9. Контейнер для дезинфекции 3,0 л - не более 30 шт.
10. Раствор сенсibiliзатора СВЧ-обеззараживания - 5-25 л;
11. Индикатор «ФАРМАТЕСТ-ВИНАР-110/10», производства ООО «НПФ «ВИНАР», Россия, РУ № РЗН 2013/45 - 600-3000 шт.
12. Вентилятор ВКО - 1 шт.
13. Труба гофрированная вытяжная - 1 шт.
14. Хомут для трубы - 4 шт.
15. Пресс-деструктор - 1-2 шт. (при необходимости).
16. Деструктор ДОМО в исполнениях: ДОМО-ОК, ДОМО-ВК, ДОМО-ИМ - 1-2 шт. (при необходимости).
17. Тележка для размещения и транспортирования бака и пакета для сбора, хранения медицинских отходов - 1-3 шт. (при необходимости).
18. Стеллаж - 1-3 шт. (при необходимости).
19. Стол из нержавеющей стали с ламинированной столешницей - 1 шт. (при необходимости).
20. Руководство по эксплуатации (паспорт).
21. Инструкция по эксплуатации.

*Z*

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0070813

WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ