

Требования к компьютерной технике для корректной работы анализатора электронейромиографического «Синапсис»

Общие требования

Название	Требования
Операционная система	Windows 7/8/8.1/10/11 (32 или 64 бита)
USB порты	не менее 3 шт. (для подключения прибора, принтера, компьютерной мыши)
Текстовый редактор	не ниже Microsoft Word 2007
Принтер	любой
Колонки	Обязательно, любые подходящие

Персональный компьютер, ноутбук

Название	Тех. характеристики
Процессор	Семейства Intel Core i3, i5, i7 не ниже 10 поколения или аналогичный фирмы AMD семейства Ryzen
Память	Не менее 8 Гб
Жёсткий диск	Не менее 256 Гб (желательно SSD)
Видеокарта	Для ноутбука: возможность подключения дополнительного монитора Для ПК: возможность подключения 2-х мониторов
Монитор исследователя	ЖК монитор с диагональю минимум 19 дюймов или экран ноутбука с диагональю минимум 14 дюймов, поддерживающий разрешением 1920x1080 и выше