




- E04a**  диаметр стержня 3 мм прямой наконечник, шар, Д90, коагуляция на глубину до 2 мм, быстрая поверхностная коагуляция
- E04b**  диаметр стержня 3 мм изогнутый наконечник, шар, Д90, коагуляция на глубину до 2 мм, быстрая поверхностная коагуляция
- E05a**  диаметр стержня 2 мм изогнутый наконечник, шар, Д90, коагуляция на глубину до 2 мм, гемостаз эпистаксиса
- E09**  лезвие (прямое), резание места гемостаза и коагуляция поверхности
- J03**  диаметр стержня 0,3 вольфрамовая проволока, Д 15 мм игла (резание)
- J04**  стандартная игла, Д 15 мм, закруглённая игла (резание)
- J10**  диаметр стержня 0,5 изогнутый электрод из нержавеющей стали (электрод для перфорации барабанной перепонки для экссудативного среднего отита)
- K02**  сверхтонкая петля диаметр 6 (резекция)
- K04**  тонкая петля диаметр 10 (резекция)
- N04**  тонкая петля, Д 8 мм, овал (резекция)